

Inhaltsverzeichnis: Erste Hilfe-Koffer EXTRA⁺ Büro

Anzahl	Artikel-Bezeichnung
1	aluderm®-Verbandtuch ca. 60 x 80 cm
1	aluderm®-Verbandpäckchen DIN klein
3	aluderm®-Verbandpäckchen DIN mittel
1	aluderm®-Verbandpäckchen DIN groß
1	WS-elast. Binde ca. 4 m x 6 cm
1	WS-elast. Binde ca. 4 m x 8 cm
1	WS-Fixierbinde ca. 4 m x 6 cm
1	WS-Fixierbinde ca. 4 m x 8 cm
6	aluderm®-Komresse einzeln ca. 10 x 10 cm
2	aluderm®-Augenkomresse DuOcul
1	aluderm®-aluplast Sortiment klein
1	SÖHNGEN®-Plast ca. 5 m x 2,50 cm
1	aluderm®-aluplast elastisch Verbandkasten-Set ca. 80 x 6 cm
1	SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold ca. 210 x 160 cm
2	Dreiecktuch V reinweiß
1	EH-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st/st
2	PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 mm x 0,05 mm
1	Vliestücher 200 x 300 mm / Packung à 5 Stück
1	Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
1	Kälte-Sofortkomresse klein
1	Anleitung Erste Hilfe SO Sofortmaßnahme am Unfallort

Inhaltsverzeichnis: Erste Hilfe-Koffer EXTRA⁺ Büro

Anzahl	Artikel-Bezeichnung
1	Air-Vita® Bi-Protect
1	WS-Ideal-Binde ca. 5 m x 8 cm
1	ACTIV-Blasenpflaster-Set
1	aluderm®-Quickverband Finger
1	ST-Handgelenk-Stützbandage Größe 3 – ca. 18/20 cm
5	SÖHNGEN®-Silk Pflasterstreifen ca. 12 x 2,5 cm
3	Salvequick-Wundreinigungstücher einzeln
1	Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11 cm
1	aluderm®-aluplast stabil Fingerverband ca. 18 x 2 cm/10 Stück
5	aluderm®-aluplast stabil ca. 10 x 6 cm einzeln eingeschiegelt
1	Activ-Set stabil aluderm®-aluplast Sortiment
1	URGO Sprühpflaster 40 ml
1	Fieberthermometer Digital
1	WS-fix Netzverband Gr. 3 / ca. 4 m Arm, Bein, im PE-Druckverschlussbeutel

Haltbarkeit von sterilen Verbandstoffen

Für die Herstellung von sterilen Verbandstoffen unterhält die W.Söhngen GmbH ein extern zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem. Im Rahmen der Routineüberwachung untersuchen Mikrobiologen jede Sterilisationscharge vor Freigabe und testen regelmäßig Verpackung und Inhalt von tatsächlich und künstlich gealterten Mustern.

SÖHNGEN® fertigt selbst: Im eigenen Werk in Deutschland erfolgt die Produktion mit modernster Reinraumtechnik – die anzuwendenden EN- und ISO-Normen werden in vorbildlicher Weise beachtet. Dies bestätigen auch die regelmäßigen Überwachungen der British Standards Institution, des Regierungspräsidiums und des SGS Institut Fresenius.

*Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.

So ist sichergestellt, dass die Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraums verbraucht werden und **keine aufwändigen Überwachungs- und Austauschaktionen** erforderlich wurden.



Einschlägige Literatur und Normenwerke fassen den Stand der Wissenschaft so zusammen: Der Verlust der Sterilität gilt als **ereignis- und nicht als zeitbezogen** – das heißt konkret: durch Öffnen oder Beschädigen der Verpackung. Daher erfordern Sterilprodukte pflegliche Behandlung und sorgfältige Aufbewahrung. Erste-Hilfe-Behältnisse von SÖHNGEN® sind beispielhaft dafür geeignet.

Gebrauchliche Wundverbandpflaster fallen nicht in die Rubrik sterile Verbandstoffe. Die Verwendbarkeit ist hier, insbesondere hinsichtlich der Klebekraft, abhängig von der Lagertemperatur. Die Klebefähigkeit der Pflaster sollte regelmäßig kontrolliert werden.



- 1 Sterilindikator (gelb = steril)
- 2 EO-Gas sterilisiert
- 3 Mengenangabe Inhalt
- 4 Einmalgebrauch

- 5 Herstellungsjahr
- 6 Herstellungsmonat
- 7 Chargennummer
- 8 Haltbarkeit

Bei unbeschädigter Verpackung
haltbar bis Jahr / Monat

- 9 Kennzeichnung Zertifizierungsstelle

Unsteriles Produkt = nur CE

Sterilprodukt = CE + Kennziffer